



NAPRAVA ZA BREZKONTAKTNO MERJENJE TELESNE TEMPERATURE

ZDRAVJE JE VEDNO NA PRVEM MESTU!

V bodoče vnaprej preprečimo strahotne posledice epidemije. Z namestitvijo brezkontaktnih merilnikov telesne temperature na vstopne točke v bolnišnice, trgovske centre, poslovne stavbe, občinske ustanove, tovarne, hotelske recepcije, šole, fakultete, sodišča, na glavne avtobusne in železniške postaje, letališča, v plačljive parke, muzeje, galerije in druge vhode javnih poslopij, bomo velik korak bliže temu cilju.

HITRO



VARNO



UČINKOVITO

Telesno temperaturo posameznika na daljavo odčita visoko napredni merilnik z **infrardečim tipalom medicinskega razreda** in tipalom za merjenje razdalje.

Brez vsakršnega dotikanja površine naprave:

Temperaturo izmeri tako, da dlan ali zapestje (lahko tudi čelo) **napravi približamo na 2 do 8 cm**. Pri merjenju temperature je zelo natančen ($\pm 0.2^{\circ}\text{C}$) in tudi hiter: temperaturo izmeri v manj kot 0.5 sekunde.

Odličen za vnaprejšnje preprečevanje širjenja virusnih okužb:

Pravočasno, pred vstopom v prostore, kjer se zadržuje večje število ljudi, opozori na osebe z vročino, ki je najbolj pogost pokazatelj virusnih obolenj. Merjenje je hitro in nevsiljivo, pretok zdravih ljudi z njim je tekoč tudi v kriznih časih.

Zavaruje osebje pred neposredno izpostavljenostjo virusom:




V času epidemije učinkovito zamenja varnostnike, policiste, medicinsko osebje in prostovoljce, ki bi morali meriti telesno temperaturo na kritičnih vstopnih točkah (bolnišnice, zdravstveni domovi, letališča, mejni prehodi ...)



Brezkontaktno odčitavanje telesne temperature z dlaní.

Brezkontaktno odčitavanje telesne temperature z zapestja.

Brezkontaktno odčitavanje telesne temperature z čela.



OPCIJA 1: merilnik in LCD kot celota z dvojno vrtljivim nosilcem:

nosilec omogoča prilagoditev kota merilnika in prilagoditev višine naprave.

V KOMBINACIJI Z VELIKIM LCD PRIKAZOVALNIKOM ALI SAMOSTOJNO

Po merjenju temperature merilnik samodejno sproži zvočno opozorilo in izmerjeno temperaturo izpiše na napravi ter na velikem LCD zaslonu.

Če je izmerjena temperatura višja od mejne, ki je pred nastavljena na 37.3°C, se sproži alarm, ki 5s zvokovno opozarja na »nevarnost«.

VEČ OPCIJ NAMESTITVE:

Merilnik in LCD zaslon sta dobavljiva kot **celota** (slika zgoraj) ali **ločeno** za primere, ko želimo LCD prikazovalnik namestiti na drugo mesto, ki bo bolj vidno osebju (na primer ZA sprejemni pult).

MERILNIK: privijačiti v steno ali drugo površino, npr. pri sprejemnem pultu ali pri prečkah za varnostni pregled pred vstopom. Lahko tudi samostojšč na pultu ali mizi.

LCD prikazovalnik: privijačiti v steno, lahko tudi samostojšč (prisloniti ob površino). Dimenzije LCD prikazovalnika: 325 x 180 x 60 mm



OPCIJA 2: ločena LCD in merilnik z nosilcem za prilagoditev kota in višine naprave:

Merilnik je pripravljen za montažo na izbrano površino. LCD namestite na drugo, zanj bolj primerno mesto.

DRUGE LASTNOSTI:

Naprava deluje samostojno, lahko pa služi tudi kot nepogrešljiva dopolnitev obstoječega varnostnega sistema na vhodih, kjer so varnostni pregledi neizogibni (npr. letališča, sodišča, politične ustanove ...)

Napajanje: DC 12V, izhod: RS485, povezljiva z drugimi varnostnimi napravami,

Opcija nadgradnje: DA, prenos podatkov o zabeleženih telesnih temperaturah v oblak ali katero drugo programsko platformo prek povezave v omrežje. Shranjevanje podatkov za naknadno preverjanje.

INFO: MAITIM d.o.o.

T: 01 830 33 60, M: 041 618 253, E: info@maitim.si, S: www.maitim.si